

วิธีการใช้การทดสอบแอนติเจนอย่างรวดเร็ว

คำแนะนำในการทดสอบแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับยี่ห้อของชุดทดสอบ ชุดทดสอบแอนติเจนอย่างรวดเร็วหลายชนิดมักทำตามคำแนะนำด้านล่างนี้ แต่ไม่ใช่ทุกชนิด และโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต

การเก็บตัวอย่าง




นำเอาไม้หยั่งจมูกออกจากซองพลาสติก



แยงไม้หยั่งจมูกเข้าไปในรูจมูกด้านใดด้านหนึ่งลึก 2-3 ซม. จากขอบรูจมูก



ค่อยๆ หมุนไม้หยั่งจมูก 5 รอบตามพื้นผิวของรูจมูก ใช้ไม้หยั่งจมูกอันเดียวกันนั้นซ้ำในรูจมูกอีกด้านหนึ่งด้วยขั้นตอนการเก็บตัวอย่างเดียวกัน




ตรวจสอบคำแนะนำที่อยู่บนกล่องชุดอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบระยะเวลาเพื่อรออ่านผลลัพธ์ของท่าน ซึ่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชุดทดสอบ


การทดสอบตัวอย่าง



ดึงแผ่นฝาปิดที่เป็นอะลูมิเนียมฟอยล์ออกจากปากหลอดสกัด ซึ่งมีบัฟเฟอร์สกัดอยู่ข้างในนั้น




ใส่ไม้หยั่งจมูกลงไปให้หลอดสกัด หมุนไม้หยั่งจมูกอย่างน้อย 5 รอบ




ดึงไม้หยั่งจมูกออกโดยการหมุนไม้หยั่งจมูกกับหลอดสกัดในขณะที่บีบด้านข้างหลอดสกัดเพื่อบีบคั้นของเหลวออกจากไม้หยั่งจมูก



ปิดหลอดด้วยฝาปิดที่ให้มา แล้วดันลงปากหลอดให้แน่น ใช้นิ้วติดกันหลอดสกัดให้ของเหลวคลุกเคล้ากันอย่างทั่วถึง



พลิกหลอดให้คว่ำลงโดยให้ตัวอย่างอยู่เหนือหลุมวงกลมเล็กๆ สำหรับใส่ตัวอย่าง บีบหลอดเบาๆ ปล่อยให้ตัวอย่างปริมาณ 3-5 หยดตกลงไปในหลุมใส่ตัวอย่าง



โปรดตรวจสอบคำแนะนำของชุดทดสอบ และปฏิบัติตามช่วงเวลาที่จะระบุไว้เพื่อการรออ่านผลการทดสอบของท่าน กำจัดชุดตรวจหาเชื้อที่ใช้แล้วให้ไปรวมอยู่กับขยะทั่วไปของท่าน

การอ่านผลการทดสอบของท่าน


ผลเป็นลบ

ขีดที่อยู่ข้างล่างตัว C แสดงว่าผลการทดสอบเป็นลบ




ผลเป็นบวก

ขีดสองขีด ขีดหนึ่งอยู่ข้างล่างตัว C และอีกขีดหนึ่งอยู่ข้างล่างตัว T แสดงว่าผลการทดสอบเป็นบวก



ผลที่ไม่สามารถอ่านค่าได้

หากไม่มีขีดปรากฏอยู่ข้างล่างตัว C แสดงว่าการตรวจหาเชื้อนั้นใช้การไม่ได้ หากผลการตรวจหาเชื้อนั้นใช้การไม่ได้ ท่านควรตรวจหาเชื้อใหม่อีกครั้ง ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตเกี่ยวกับระยะเวลาที่ต้องรอก่อนที่จะตรวจหาเชื้อใหม่อีกครั้ง



การรายงานผลลัพธ์ของท่าน

ท่านต้องรายงานผลการทดสอบของท่านด้วยตนเอง โดยสามารถทำได้ในบันทึกที่ My Covid Record.

เข้าสู่ระบบ mycovidrecord.health.nz หรือโทรที่หมายเลข 0800 222 478 และกดตัวเลขที่ 3


หากท่านอยู่ในโครงการยกเว้นการสัมผัสใกล้ชิด (Close Contact Exemption Scheme) ท่านควรแจ้งให้นายจ้างทราบถึงผลการทดสอบของท่าน




คำแนะนำในการตรวจหาเชื้อ - COVID-19




บุคคลที่มีอาการ - หมายความว่าท่านมีอาการ COVID-19 อย่างน้อยหนึ่งอาการ ไปที่เว็บไซต์ covid19.govt.nz เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม



ทำการตรวจหาเชื้อแบบ RAT ที่ท่านมีอาการ หากท่านมีผลเป็นบวก หลังจากที่ท่านบันทึกผลการตรวจของท่านแล้ว ท่านจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติม




ตรวจหาเชื้อภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากนั้นหากท่านตรวจหาเชื้อแล้ว มีผลเป็นลบแต่ยังมีอาการอยู่ หากท่านตรวจหาเชื้อยังมีผลเป็นลบอีก ท่านควรติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพื่อขอความช่วยเหลือ



หมายเหตุ
หากคนที่ท่านอาศัยอยู่ด้วยมีผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 เป็นบวก ให้อ้างอิงแผนการตรวจหาเชื้อสำหรับผู้สัมผัสในครัวเรือน (ตามสถานการณ์ข้างล่าง)



การสัมผัสในครัวเรือน - หมายถึงท่านพักอาศัยอยู่บ้านเดียวกับผู้ที่ติด COVID-19 แต่ท่านไม่มีอาการ




ในกรณีที่ใครบางคนในบ้านของท่านมีผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 เป็นบวก



ให้ทำการตรวจหาเชื้อแบบ RAT 3 วัน หลังจากมีผู้ที่มีผลการตรวจหาเชื้อเป็นบวก








หากท่านมีอาการ ท่านควรปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลที่มีอาการ (ตามสถานการณ์ข้างบน)



หากท่านไม่มีอาการ ท่านควรตรวจหาเชื้ออีกครั้งภายใน 7 วัน หลังจากมีผู้ที่มีผลการตรวจหาเชื้อเป็นบวก



คนงานที่มีความจำเป็นในโครงการผู้สัมผัสใกล้ชิดที่ได้รับการยกเว้น (Close Contact Exemption Scheme หรือ CCES) - หมายถึงคนที่เป็นผู้ปฏิบัติงานที่จำเป็นและมีสิทธิ์ได้เข้าร่วมโครงการ CCES ไปที่เว็บไซต์ business.govt.nz เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม



ตรวจหาเชื้อในแต่ละวันที่ท่านเข้าทำงานเพื่อตรวจสอบว่าท่านมีผลเป็นลบ ท่านไม่จำเป็นต้องตรวจหาเชื้อในวันที่ท่านไม่ได้เข้าทำงาน แต่ท่านยังต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของโครงการ CCES สำหรับพนักงานที่จำเป็น